

FX CorDiax, kapilární dialyzátor

Dialyzátory FX CorDiax jsou určeny k jednorázovému použití při chronické hemodialýze nebo hemo(dia)filtraci. Dialyzátor FX CorDiax je určen pro vysokoúčinnou dialýzu. Vzhledem k vysoké propustnosti membrány pro kapaliny se smí dialyzátory používat s dialyzačními přístroji, které umožňují přesnou kontrolu objemu tekutin. Dialyzátory jsou sterilizovány parou.

Doporučuje se podat antikoagulační látku při plnění mimotělního oběhu.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití. Seznamte se s technickými a bezpečnostními instrukcemi pro dialyzační přístroje pro použití vysoce propustných membrán.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto materiálu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 04/2015