

## **Granumix plus**

Přístroj Granumix plus je místní systém na míchání koncentrátu k ředění koncentrátu dialyzační vodou a k zásobování dialyzačního centra dialyzačními koncentráty. Jako preparát koncentrátu slouží DIAMIX®. Dialyzační koncentrát dodávaný přístrojem Granumix plus je nutné skladovat v zásobní nádrži. Koncentrát lze odvádět a distribuovat do hemodialyzačního přístroje pouze prostřednictvím systému pro zásobování koncentrátem (např. CDSplus). Přístroj smí být používán pouze s dialyzační vodou ze zařízení na principu reverzní osmózy.

Přístroj smí instalovat, provozovat a používat jen osoby, které mají potřebné vzdělání nebo znalosti a zkušenosti a byly úspěšně zaškoleny. Montáž, rozšíření, seřizování, změny nebo opravy smí provádět pouze výrobce nebo osoba výrobcem oprávněná.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití. S přístrojem Granumix plus smí být používány pouze určené koncentráty DIAMIX®.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto materiálu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 11-2018