

## **Granumix**

GRANUMIX 107S/GRANUMIX 507S je lokální zařízení k přípravě dialyzačního koncentrátu rozpouštěním suchého koncentrátu GRANUDIAL® s dialyzační vodou. Připravený dialyzační koncentrát se používá k výrobě dialyzátu, který je požadován pro dialyzační terapii a související terapie.

Zařízení mohou instalovat, provozovat a používat jen osoby, které mají potřebné vzdělání nebo znalosti a zkušenosti a byly úspěšně zaškoleny. Montáž, rozšíření, seřizování, změny nebo opravy smí provádět pouze výrobce nebo osoba výrobcem oprávněná.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití.

**Výrobce:** Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 9-2018