

AquaBplus

AquaBplus je zařízení na principu reverzní osmózy určené k přípravě permeátu pro hemodialyzační zařízení a k přípravě dialyzačních koncentrátů. Růstu bakterií v systému se musí zabránit pomocí nepřetržitého provozu systému s minimálními prodlevami a pomocí preventivních opatření jako je chemická dezinfekce. K dezinfekci je nutné používat pouze určené prostředky.

Jedná se o zdravotnický prostředek (třída rizika IIb). Zařízení mohou instalovat, provozovat a používat jen osoby, které mají potřebné vzdělání nebo znalosti, zkušenosti a mohou prokázat, že byly vyškoleny.

Pro detailní informace o správném používání, čtěte pozorně návod k použití. Ten též obsahuje přehled vhodného spotřebního materiálu a příslušenství, které lze bezpečně s přístrojem používat.

AquaBplus B2 - modul druhého stupně

AquaBplus B2 je rozšířením pro přístroj AquaBplus a používá se k vytvoření dvoustupňového systému na principu reverzní osmózy. Přístroj AquaBplus B2 je přitom plně řízen přístrojem AquaBplus. Jedná se o příslušenství zdravotnického prostředku.

AquaBplus HF - modul horké dezinfekce smyčky

AquaBplus HF je modul doplňující zařízení na principu reverzní osmózy AquaBplus, příp. AquaBplus B2 s cílem získat přístroj pro výrobu permeátu a zásobování permeátem s možností horké dezinfekce. Jedná se o příslušenství zdravotnického prostředku.

Výrobce:

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 5A-2016