

Reverzní osmóza AquaUNO/AquaC UNO H

Zařízení na principu reverzní osmózy **AquaUNO** je určeno k přípravě dialyzačního permeátu pro přímé zásobování dialyzačního přístroje. Varianta přístroje **AquaC UNO H** má navíc funkci horké dezinfekce pro výrobu vody pro dialýzu. Mohou se používat jak ve zdravotnických zařízeních, tak i v domácnostech.

Jedná se o zdravotnické prostředky (třída rizika IIb). Zařízení může obsluhovat odpovídajícím způsobem proškolený personál nebo sám pacient doma.

Pro detailní informace o správném používání čtěte pozorně návod k použití. Dezinfekci je nutné používat pouze uvedené prostředky.

Výrobce:

Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto textu: 13.9.2023

Dle návodu k použití vydaného: 05-2014 (AquaUNO), 09-2018 (AquaC UNO H)