



Bilaga "Riskhantering av potentiellt kontaminerade produkter"

I enlighet med företaget Fresenius Medical Cares nya riktlinjer (Standard Operating Procedure, SOP), gällande hantering och transport av potentiellt kontaminerade engångsprodukter, måste vi tillsammans säkerställa att de produkter som varit i kontakt med blod och/eller annan kroppsvätska, hanteras och transporteras på ett säkert sätt. Syftet är att öka säkerheten för alla anställda inom företaget, alla kunder och alla de som på annat sätt kan komma i kontakt med nämnda produkter.

För detta ändamål har en speciell transportförpackning tagits fram:

Complaint Set, art nr 044 1991

Setet kan beställas hos kundservice, tfn 08-594 776 10 eller genom e-post, kundservice@fmc-ag.com.

Här beställer ni också hämtning av paketet som sker via transportföretaget TNT.

Vad är potentiellt kontaminerade produkter?

Engångsprodukter som är fyllda eller har kommit i kontakt med blod, blodprodukter, andra kroppsvätskor eller dialysat.

Innehållet i Complaint Set

- 1 par handskar
- 1 vattentät plastpåse
- 1 (TNT) transportpåse
- 1 (TNT) transportdokument, fylls i av oss på Fresenius Medical Care Sverige AB, efter kontakt med reklamationsansvarig.
- 1 reklamationsblankett, fylls i av oss på Fresenius Medical Care Sverige AB, efter kontakt med reklamationsansvarig.

Handhavande vid paketering av kontaminerad produkt

- Ta på handskarna
- Vira in produkten i papper
- Lägg ner produkten i den vattentäta plastpåsen
- Lägg påsen i kartongen
- Lägg kartongen i transportpåsen
- Lägg den av oss ifyllda reklamationsblanketten i transportpåsen
- Lämna transportdokumentet till personen som kommer och hämtar paketet

Viktigt!

Skicka **inte** HIV-smittat material! Eventuella undantag kan komma ifråga om en patient skadats på något sätt som kan vara relaterat till produkten. Vid oklarhet – kontakta berörd reklamationsansvarig innan transport sker.